



PREMIUMCLEAN

Die Unempfindliche.

Innenfarbe für hoch reinigungsfähige und verschmutzungsunempfindliche Wand- und Deckenanstriche.



Desinfektionsmittelbeständig

(Gemäß RMI-Prüfbericht Nr. 2012/260-1)

THE POWER OF SURFACE.



DIE UNEMPFLINDLICHE.

PremiumClean

PremiumClean sorgt für langanhaltend saubere Oberflächen und ermöglicht zeitgleich eine hochwertig matte Wandgestaltung.

- Geprüfte Desinfektionsmittelbeständigkeit
- Hoch reinigungsfähig und verschmutzungsunempfindlich
- Hohe mechanische Strapazierfähigkeit bei einer matten Oberfläche



PRODUKTINFORMATIONEN IM ÜBERBLICK

Weiß	Altweiß-typen	Verdünnung mit Wasser möglich?	TÜV-Zertifizierung	Füll-eigen-schaften	Reini-gungs-fähig-keit	Nass-abrieb-klasse	Deckver-mögens-klasse	Ergiebigkeit (m ² /Liter)	Verbrauch	Glanz	Gebinde-größen Standard	Gebinde-größen Airfix/Nespri	Gebinde-größen ColorExpress
ja	-	ja	-	gut	sehr gut	Klasse 1	Klasse 2	7 m ² /l	ca. 140 ml/m ²	stumpfmatt	5 l und 12,5 l	-	5 l und 12,5 l


Sonstiges: Ergänzende Informationen zu PremiumCare und der Verarbeitung finden Sie in der Technischen Information zu diesem Produkt auf www.caparol.de

SAUBERE LÖSUNG FÜR MATTE OBERFLÄCHEN


PremiumClean beeindruckt durch eine sehr hohe Reinigungsfähigkeit und eignet sich daher besonders für verschmutzungsgefährdete Bereiche wie Eingangsbereiche, Flure oder Treppenhäuser.

Das Prinzip der Reinigungsfähigkeit basiert auf einer speziellen Bindemittel-Füllstoff-Kombination, die optimal aufeinander abgestimmt ist. Dadurch wird nicht nur das Anquellen der Oberfläche durch Wasserkontakt verhindert, sondern auch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung, wie z. B. Scheuern oder Kratzen, gewährleistet.

VORHER



NACHHER



GEPRÜFTE DESINFEKTIONSMITTELBESTÄNDIGKEIT

PremiumClean ist beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel und eignet sich besonders für den Einsatz in Räumen mit erhöhten Hygieneanforderungen wie Krankenhäuser und Arztpraxen.

Die Desinfektionsmittelbeständigkeit ist unabhängig geprüft und bescheinigt vom Dr. Robert-Murjahn-Institut (RMI-Prüfbericht 2012/260 1).



Desinfektionsmittelbeständig
(Gemäß RMI-Prüfbericht Nr. 2012/260-1)